

® **Glutoclean**

Aufkleber Entferner

Eigenschaften:

- rückstandsfreies Ablösen
- extra stark, für Etiketten und Klebstoffe
- auch gegen Tinte, Öl, Fett und Ruß

Wirkung:

Hochwirksame Wirkstoffkombination zur schonenden Ablösung und restlosen Entfernung von selbstklebenden und festhaftenden Aufklebern, Etiketten und Kleberückständen. Auch zur Entfernung von Tinte, fettigen und öligen Verschmutzungen, Teer und Ruß.

Einsatzbereich:

Zur mühelosen Entfernung von Aufklebern, Stickern, Etiketten, Klebebändern und anderen klebrigen Rückständen. Auch zum leichteren Entfernen von Tinte, Fett, Öl, Teer und Ruß. Geeignet für Oberflächen wie z. B. Glas, Kunststoff, Holz, PVC, Stein und Keramik.

Anwendung:

Trockenes Tuch mit Aufkleber-Entferner tränken und den Aufkleber damit bestreichen. Kurz einziehen lassen und an einer Ecke beginnen, den Aufkleber abzulösen. Reste des Entferners anschließend gründlich abreiben und mit viel Wasser nachwischen. Bei Etiketten aus Kunststoff vor der Anwendung die oberste Schicht mechanisch entfernen oder einritzen, damit der Entferner eindringen kann. Zur Behandlung von Flecken mit einem getränkten Tuch arbeiten und immer reibend auflösen. Reste anschließend mit saugfähigem Tuch aufnehmen.

Technische Daten:

Inhaltsstoffe: > 30 % aliphatische Kohlenwasserstoffe, < 5 % nichtionische Tenside
Dichte: ca. 0,84 g/cm³
pH-Wert: -
Aussehen: transparent
Geruch: mild

Lagerung:

Gebinde gut verschlossen und kühl, aber frostfrei lagern. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Hinweise:

Vor der Anwendung immer an unauffälliger Stelle auf Oberflächenverträglichkeit prüfen. Nicht geeignet für bestimmte Kunststoffe wie z. B. Plexiglas (Acrylglas). Bei Anwendung auf lackierten und empfindlichen Flächen Produkt nur 1:1 mit Spülmittel verdünnt anwenden.

Medizinische Notrufnummer:

+49 (0) 551 / 1 92 40

Sicherheitsrelevante Daten entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. Aktuelle Sicherheitsdatenblätter erhalten Sie über unsere Website www.glutoclean.de oder unter sds@glutolin.de.

Artikelnummer

037002074

EAN

4044899370024

Gebinde

500 ml



Anmerkung:

Alle Auskünfte und Daten in diesem Informationsblatt entsprechen unseren Praxiserfahrungen und Laboruntersuchungen und basieren auf dem heutigen Stand der Technik. Sie können jedoch nur allgemeine Hinweise darstellen, die keine Eigenschaftszusicherung beinhalten. Da die Bedingungen, unter denen Lagerung, Transport und Verarbeitung erfolgen, außerhalb unseres Einflussbereiches liegen, kann aus den Hinweisen keine rechtliche Verbindlichkeit abgeleitet werden. Es obliegt dem Anwender, die Produkte auf ihre Eignung für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen zu prüfen.